



LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PÚBLICA
Unidad de Gestión de Calidad – Departamento de Inmunología

PROGRAMA DE EVALUACION EXTERNA DE CALIDAD
1º Evaluación – SÍFILIS

Laboratorio: _____

Lote: _____

Código:

--	--	--	--

Fecha: ABRIL 2022

Estimado/a Colega:

El Programa de Evaluación Externa de la Calidad del LCSP, ha preparado el Panel de Evaluación Externa para el Diagnóstico Serológico de la Sífilis con el objetivo de medir la competencia de los laboratorios en la realización de las pruebas treponémicas y/o no treponémicas utilizadas para el diagnóstico de la sífilis.

A su vez es importante mencionar que el Departamento de Inmunología del LCSP, es evaluado en su competencia por Programas Externos de Control de Calidad Internacionales tales como: **CDC/WHO Syphilis Proficiency Testing Program**, dirigido por *Centers for Diseases Control (CDC)* de Atlanta, EEUU; y el **Programa Nacional de Controle de Qualidade (PNCQ)**, patrocinado por *Sociedad Brasileira de Análisis Clínicos (SBAC)*

Descripción del panel Lote 010422

El material de control consiste en sueros de origen humano, de reactividad conocida. Para cada evaluación se prepara una serie de Tres viales numerados del 1 al 3 con 600 µL de suero control cada uno. Cada laboratorio participante recibe muestras de sueros REACTIVOS y/o NO REACTIVOS para ***Treponema pallidum*** de manera aleatoria. La reactividad del material de control es determinada por pruebas treponémicas (TPHA y FTA-ABS) y no treponémicas (VDRL) por diferentes operadores.

INSTRUCCIONES PARA MANEJO DEL MATERIAL

- 1- Verificar la integridad de los viales recibidos.
- 2- Mantener los sueros refrigerados hasta el momento de ser testados, no congelar. Procesar en la brevedad posible, debido a que se trata de suero humano sin aditivos.
- 3- Deben estar a temperatura de ambiente al momento de ser testado, sin calentamiento previo, excepto cuando se utilicen reactivos para sífilis que así lo requieran.
- 4- Deben realizarse todas las pruebas para diagnóstico serológico de sífilis que estén disponibles en el servicio.
- 5- Se sugiere realizar la prueba de VDRL utilizando suero fisiológico como control negativo.
- 6- **POR TRATARSE DE UN MATERIAL BIOLÓGICO TOMAR LAS PRECAUCIONES DE BIOSEGURIDAD, PARA EVITAR CONTAMINACIÓN DURANTE LA MANIPULACIÓN.**

*Los resultados serán recepcionados en la plataforma electrónica <http://silcsp.mspbs.gov.py>, cualquier duda o consulta contactar a la Unidad por los siguientes medios, formato electrónico e-mail: controlcalidadlcsp@gmail.com, WhatsApp : 0981 373504 / 0981 560628 / 0971 501833 o por Fax Nro. 021 292 653 - 021 292 653 interno 125.

LA FECHA LÍMITE PARA LA ENTREGA DE RESULTADOS y DISPONIBILIDAD DEL LINK ES HASTA EL 30/06/2022, LOS LABORATORIOS YA NO TENDRAN ACCESO AL CARGADO FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO. AGRADECEMOS SU COMPRENSIÓN.



Tipo Examen:	CONTROL DE CALIDAD	Sector:	INMUNOLOGIA
Sub-Programa:	SIFILIS		
Nro. Evaluacion:	72	Lote:	01042022
Mes:	MAYO	Año:	2022
Fecha Inicio:	26/05/2022	Fecha Cierre:	30/06/2022

Estudio :VDRL

Determinacion	Resultado	Metodo	Reactivo	Marca	Lote	Fecha Vencimiento	Equipo	Marca
Tubo 1								
Dilución Tubo 1								
Tubo 2								
Dilución Tubo 2								
Tubo 3								
Dilución Tubo 3								