



TETĀ REKUĀI  
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay  
de la gente

**LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PÚBLICA**  
**Unidad de Gestión de Calidad - Departamento de Parasitología**  
**PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD**

**PEEC Parasitología - Coccidios intestinales**

**Laboratorio:** \_\_\_\_\_ **Jefe de laboratorio:** \_\_\_\_\_ **Lote: 010422**

**Código:**  **Nro. de Teléfono:** \_\_\_\_\_ **Dirección de Correo:** \_\_\_\_\_

**Objetivo:** Asegurar la calidad de los resultados, con la correcta identificación y diagnóstico de parásitos intestinales, de

**Instrucciones Generales:**

1- Verificar la correcta recepción del material enviado y en caso contrario comunicar inmediatamente al LCSP, Unidad de

2- El panel consiste en: 2 láminas de frotis de deposiciones fijadas a ser coloreadas, identificadas como Muestra 1 (M1) y Muestra 2 (M2).

3- Coloración de Ziehl - Neelsen modificada (los frotis ya están fijados a la llama): a) Cubrir con fucsina las láminas y flamear hasta que aparezcan vapores, dejar con el colorante 15 minutos. b) Lavar con chorro de agua de canilla en forma suave. c) Cubrir con ácido alcohol durante 1 minuto. d) Lavar con chorro de agua de canilla en forma suave. e) Cubrir con azul de metileno durante 5 minutos. f) Lavar con chorro de agua de canilla en forma suave. g) Dejar secar las láminas. h) Observar al microscopio.

4- Para el informe de los resultados: a) Identificar correctamente los ítems de ensayo con el número y lote (ej. M1 010422, M2 010422). b) Seleccionar la respuesta correcta para el agente encontrado y su correspondiente estadio evolutivo. c) En caso de no encontrar parásitos seleccionar "No se observan coccidios" y en el estadio evolutivo "ninguna de las anteriores son correctas".

**\*POR TRATARSE DE UN MATERIAL BIOLÓGICO SE DEBEN TOMAR LAS PRECAUCIONES DE BIOSEGURIDAD, PARA EVITAR CONTAMINACIÓN DURANTE LA MANIPULACIÓN.**

\*Los resultados serán recepcionados en la plataforma electrónica <http://silcsp.mspbs.gov.py>, cualquier duda o consulta contactar a la Unidad de Gestión de Calidad por los siguientes medios, formato electrónico e-mail: [controlcalidadlcsp@gmail.com](mailto:controlcalidadlcsp@gmail.com), WhatsApp : 0981 373504 / 0981 560628 / 0971 501833 o por Fax Nro. 021 292 653 - 021 292 653 interno 125.

**LA FECHA LÍMITE PARA LA ENTREGA DE RESULTADOS : HASTA EL 30/06/2022. LOS LABORATORIOS QUE ENVÍAN FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO, NO SERÁN EVALUADOS. AGRADECEMOS SU COMPRESIÓN.**



Tipo Examen:	EVALUACION CONTINUA	Sector:	PARASITOLOGIA
Nro. Evaluacion:	75	Lote:	01042022
Mes:	MAYO	Año:	2022
Fecha Inicio:	09/06/2022	Fecha Cierre:	30/06/2022
Sub-programa:	Coccidios intestinal		

**1: Seleccione la respuesta correcta para el resultado de la observacion en la Muestra M1 010422.**

- 1). Cyclospora cayetanensis
- 2). Cystoisospora belli
- 3). Cryptosporidium parvum
- 4). Cryptosporidium spp.
- 5). Las respuestas b y d son correctas
- 6). No se observan coccidios

**2: Seleccione la respuesta correcta para el estadio evolutivo observado en la Muestra M1 010422.**

- 1). Trofozoito
- 2). Ooquistes
- 3). Quistes
- 4). Esporozoitos
- 5). Las respuestas b y c son correctas
- 6). Ninguna de las anteriores son correctas

**3: Seleccione la respuesta correcta para el resultado de la observacion en la Muestra M2 010422.**

- 1). Sarcocystis hominis
- 2). Cystoisospora belli
- 3). Cryptosporidium hominis
- 4). Cryptosporidium spp.
- 5). Las respuestas b y d son correctas
- 6). No se observan coccidios

**4: Seleccione la respuesta correcta para el estadio evolutivo observado en la Muestra M2 010422.**

- 1). Trofozoito
- 2). Ooquistes
- 3). Quistes
- 4). Esporozoitos
- 5). Las respuestas b y c son correctas
- 6). Ninguna de las anteriores son correctas