



## LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PÚBLICA Unidad de Gestión de Calidad - Departamento de Parasitología PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD

## PEEC Parasitología - Parásitos intestinales

| Laboratorio:   | Jefe de laboratorio:  |   | Lote: 010422 |
|--|---|---|--------------|
| Código:  | Nro. de Teléfono:   | Dirección de Correo:  |              |
| <b>Objetivo:</b> Asegurar la calidad de los resultados, con la correcta identificación y diagnostico de parasitos intestinales, de los laboratorios participantes del PEEC, además brindar información necesaria para implementar acciones correctivas, preventivas y planes de mejora cuando sean requeridas. <b>Instrucciones Generales:</b> |   |   |              |
| 1- Verificar la correcta recepción del material enviado y en caso contrario comunicar inmediatamente al LCSP, Unidad de Gestión de Calidad, Telef. 021 292653 int. 125 o a la dirección de correo electronico controldecalidadlcsp@gmail.com.  |   |   |              |
| 2- El panel consiste en: un vial con muestra de heces humanas preservadas en formalina al 10%, identificada como Muestra 3 (M3).   |   |   |              |
| 3- Para el informe de los resultados: a) Tener en cuenta la nomenclatura cientifica: género, especie y el estadio evolutivo de todos los parásitos encontrados (ej. Quistes de <i>Giardia lamblia</i> ) b) En caso de no encontrar parásitos informar: No se observa   |   |   |              |
| Género y especie de los posibles agentes:  |   | Estadios evolutivos posibles:   |              |
| Giardia lamblia<br>Entamoeba coli<br>Entamoeba histolytica/dispar<br>Blastocystis hominis<br>Endolimax nana<br>Chilomastix mesnilli<br>Iodamoeba butschlii   | Ascaris lumbricoides Uncinaria Strongyloides stercoralis Hymenolepis nana Hymenolepis diminuta Enterobius vermicularis Trichuris trichiura Taenia sp. | Quistes<br>Huevos<br>Larvas rabditoides<br>Formas vacuoladas<br>Trofozoitos |              |
| *POR TRATARSE DE UN MATERIAL BIOLÓGICO SE DEBEN TOMAR LAS PRECAUCIONES DE BIOSEGURIDAD, PARA EVITAR CONTAMINACIÓN DURANTE LA MANIPULACIÓN.   |   |   |              |

LA FECHA LIMITE PARA LA ENTREGA DE RESULTADOS : HASTA EL 30/06/2022. LOS LABORATORIOS QUE ENVIAN FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO, NO SERAN EVALUADOS. AGRADECEMOS SU COMPRENSIÓN.











PARASITO INTESTINAL PARASITOLOGIA Tipo Examen: Sector: Nro. Evaluacion: 76 Lote: 01042022 Mes: ABRIL Año: 2022 Fecha Inicio: 16/06/2022 Fecha Cierre: 30/06/2022 1 :Escriba en el cuadro los agentes encontrados correspondiente a la Muestra M3 010422 2 :Escriba en el cuadro el estadio evolutivo correspondiente a la Muestra M3 010422